

Varenummer

1000008679

Låg, Eco, hvid, til medicinbæger



Produktbeskrivelse

Anvendes som låg til medicinbæger. Det er muligt at skrive på låget.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	Eco
Farve	Hvid
Features	Til medicinbæger
Materiale	PE
Højde	3.5 mm
Diameter	3.8 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	39.5 cm	25.5 cm	39 cm	7340077903792
pk	600 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.