



Varenummer 1000008739

Diversey

Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 350B BMS, gel, orange, 2-rums, walk-behind, komplet, 10/10 l, 380 mm

Produktbeskrivelse

TASKI Swingo 350 er den lille og adrætte kombinationsmaskine, som er perfekt designet til rengøring i afgrænsede områder. Sammenlignet med manuel rengøring leverer maskinen et betydeligt højere hygiejneniveau, og forbedrer gulvets udseende samt giver et ensartet resultat. Maskinen er meget holdbar. Den er robust og kan klare selv de hårdeste rengøringsopgaver, hvilket gør den til en af de mest pålidelige maskiner af sin art på markedet i dag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 350B BMS
Farve	Orange
Features	Walk-behind, komplet
Længde/dybde	790 mm
Bredde	450 mm
Højde	430 mm
Vægt, brutto	50 kg
Strømspecifikationer	1100 W
Batteri driftstid	65 m
Vaske/fejebredde	380 mm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	10/10 l
Antal rum	2-rums
Inkluderet tilbehør	380 mm cylinderbørste. Leveres med mm standard cylinderbørste. Uden Batteri
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF, (EU) 2023/1542

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	10.4 cm	44.5 cm	60 cm	7615400202928
stk	1 stk				