



Varenummer 1000008751

Patientkabel, CustoMed, 4 mm bananstik



Produktbeskrivelse

Custo Cardio patient kabel passer til Custo Cardio 300 USB samt Custo Cardio 300 BT-A Blue-Tooth ekg-apparater.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Patientkabel
Varemærke	CustoMed
Features	4 mm bananstik
Strømspecifikationer	USB tilslutning
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26 cm	22 cm	7 cm	4050202122143



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.