


Varenummer 1000008753

Diversey
A SCOLINE COMPANY

Rondelholder, Diversey TASKI, Swingo 2500, Swingobot 2000, 14", Ø355mm, sort



Produktbeskrivelse

Rondelholder til Taski Combimat Swingo 2500.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rondelholder
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 2500, Swingobot 2000
Størrelse	14"
Farve	Sort
Diameter	355 mm

Brugsanvisning

Der anvendes 2 stk. pr. maskine.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				