


Varenummer 1000008753



Rondelholder, Diversey TASKI, Swingo 2500, Swingobot 2000, 14", Ø355mm, sort



## Produktbeskrivelse

Rondelholder til Taski Combimat Swingo 2500.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Rondelholder
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 2500, Swingobot 2000
Størrelse	14"
Farve	Sort
Diameter	355 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 648/2004

## Brugsanvisning

Der anvendes 2 stk. pr. maskine.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				