

Varenummer 1000008878

Tape, 50m x 1,9cm, til tørsterilisation



Produktbeskrivelse

Tørvarme indikatortape er fremstillet af et selvklebende halvkreppapir med indikatorblæk trykt som pile. Indikatortapen anvendes som tape til pakker, hvor man ønsker at skelne mellem enheder som har været udsat for tilstrækkelig tørvarme, og enheder som ikke har. Blækegenskaber - ved eksponering ved 121 grader C i 15 min opstår en farveændring til brun.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Features	Til tørsterilisation
Ingredienser/sammensætning	Indikatorpapir
Længde/dybde	50 m
Bredde	1.9 cm
Certifikater	CE.
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 rl	24 cm	12.2 cm	12.2 cm	8001814308575
rl	1 rl				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.