



Varenummer 1000008890

## Negativ trykterapi, Pico, gazefiller m/ PHMB, 3,7m x 11,4cm, steril

- ✓ Sårfyldningsmateriale til PICO negativ trykterapi
- ✓ Anvendes ved sårkaviteter og underminerede sår
- ✓ Leveres som sæt med 5 ruller gazefiller og 1 Secura hudbeskyttelsesserviet



### Produktbeskrivelse

Pico gazefiller er et sårfyldningsmateriale, der anvendes sammen med PICO negativ trykterapi, hvor der er sårkaviteter eller underminerede sår. Gazen fluffes op og lægges i kaviteten. Må ikke udtamponere. Ved brug af sårfyldningsmaterialet bør materialet og PICO skiftes 2 til 3 gange om ugen i henhold til lokale kliniske retningslinjer og producentens anbefalinger. Sættet indeholder 5 ruller gazefiller og 1 stk. Secura hudbeskyttelsesserviet.

PICO systemet applikeres ovenpå.

STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Negativ trykterapi                                           |
| Varemærke                        | Pico                                                         |
| Features                         | Gazefiller m/ PHMB, 3,7m x 11,4cm, steril                    |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                      |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Holdbarhed                       | 3 år fra produktionsdato                                     |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kll   | 50 stk     | 39 cm  | 32 cm  | 53.5 cm | 5000223494377 |
| pk    | 5 stk      | 38 cm  | 29 cm  | 6 cm    | 5000223494384 |
| stk   | 1 stk      |        |        |         |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE