



Varenummer 1000008947

**Hygiejnebeholder, Brabantia Touch bin, stål mat, rustfrit stål, 3 l, plast inderspand, soft close, fingeraftryksfri og forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering**

- ✓ Stilrent design
- ✓ God kvalitet
- ✓ Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads

### Produktbeskrivelse

Flot løsning til badeværelset. Kan bruges til hygiejneaffald, ansigtsservietter, vatpinde osv. Den aftagelige inderspand gør tømning enkel. Den er forberedt til vægmontering.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejnebeholder
Varemærke	Brabantia
Vareserie	Touch bin
Sekundær farve	Stål mat
Features	Plast inderspand, soft close, fingeraftryksfri og forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18.4 cm
Bredde	18 cm
Højde	28 cm
Diameter	18 cm
Rumindhold, brutto	3 l
Volumen af rum	3 l
Inkluderet tilbehør	Materiale til vægmontering.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	18 cm	18.3 cm	29 cm	8710755378645
stk	1 stk				



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.



Affaldsspand med blødt luk.