



Varenummer 1000008947

Hygiejne beholder, Brabantia Touch bin, stål mat, rustfrit stål, 3 l, med inderspand i plast og soft close låg, sikret mod fingeraftryk og forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering

- ✓ Stilrent design
- ✓ God kvalitet
- ✓ Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads

Produktbeskrivelse

Flot løsning til badeværelset. Kan bruges til hygiejneaffald, ansigtsservietter, vatpinde osv. Den aftagelige inderspand gør tømning enkel. Den er forberedt til vægmontering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejne beholder
Varemærke	Brabantia
Vareserie	Touch bin
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast og soft close låg, sikret mod fingeraftryk og forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering
Materiale	Rustfrit stål
Højde	28.4 cm
Diameter	18.6 cm
Rumindhold, brutto	3 l
Volumen af rum	3 l
Inkluderet tilbehør	Materiale til montering.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	18 cm	18.3 cm	29 cm	8710755378645
stk	1 stk				



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.



Affaldsspand med blødt luk.