



Varenummer 1000008947

Hygiejne beholder, Brabantia Touch bin, stål mat, rustfrit stål, 3 l, plast inderspand, soft close, fingeraftryksfri og forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering

- ✓ Stilrent design
- ✓ God kvalitet
- ✓ Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads

Produktbeskrivelse

Flot løsning til badeværelset. Kan bruges til hygiejneaffald, ansigtsservietter, vatpinde osv. Den aftagelige inderspand gør tømning enkel. Den er forberedt til vægmontering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejne beholder
Varemærke	Brabantia
Vareserie	Touch bin
Sekundær farve	Stål mat
Features	Plast inderspand, soft close, fingeraftryksfri og forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18.4 cm
Bredde	18 cm
Højde	28 cm
Diameter	18 cm
Rumindhold, brutto	3 l
Volumen af rum	3 l
Inkluderet tilbehør	Materiale til vægmontering.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	18 cm	18.3 cm	29 cm	8710755378645
stk	1 stk				



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.

