


Varenummer 1000008978



## Tappehane, Tana Professional, til 5 l dunk, Ø42mm

✓ Praktisk



### Produktbeskrivelse

2 tappehaner til Tana 5 l dunk (Ø42).

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tappehane
Varemærke	Tana Professional
Features	Til 5 l dunk, Ø42mm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	15.5 cm	15.5 cm	15.7 cm	
stk	1 stk				4031278932300