

ABENA®

Produktdatablad

Overfladedesinfektion, Tana Professional Apesin, 0,75 l, med parfume

Varenummer : 1000008989
Varegruppe : Klar-til-brug spray
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
50 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Overfladedesinfektion
Varemærke: Tana Professional
Vareserie: Apesin
Features: med parfume
pH-værdi (konc.): pH ca 9
Rumindhold, netto: 0,75 l

Produktbeskrivelse:

APESIN spray anbefales til desinfektion af apparater, møbler og overflader på kontorer og klinikker. APESIN spray kan også bruges på madrasser, senge, trækvogne, instrumentdepoter, gulvtæpper og badeværelseskonstruktioner, skraldespande, toiletsæder, rammekonstruktioner, dørhåndtag, møbler og arbejdsflader, gelændere, sko samt steder med vanskelig adgang. APESIN spray er testet og undersøgt i henhold til VAH-listens retningslinjer. Fri for klor, aldehyd og fenol. Der medfølger 2 forstøver pr. cl. Apesin er testet mod Corona.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Doseringsinstruktioner: Anvendes ufortyndet

Tilhørende varer: 16005202