



Varenummer 1000009006

Doseringsanlæg, BrightLogic SiCD2, til 6 vaskemaskiner og 4 produkter

Produktbeskrivelse

SiCD2 Central doseringssystem til seks vaskemaskiner og fire produkter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsanlæg
Varemærke	BrightLogic
Vareserie	SiCD2
Features	Til 6 vaskemaskiner og 4 produkter

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	