



Varenummer 1000009026



Spand til fødevarer, Vikan, 38x47x47cm, 20 l, hvid, PP/rustfrit stål, med hældetud

- ✓ Spanden er velegnet til både faste og flydende ingredienser
- ✓ Ergonomisk korrekt at løfte og hælde fra uden at spilde
- ✓ Spanden har en holdbar, tydelig måleskala



Produktbeskrivelse

Denne robuste 20-liters spand kan både bruges til rengøring og opbevaring af fødevarer. Spanden har en bred, drypfri hældetud, et solidt håndtag i rustfrit stål, hævet bund og en indvendig måleskala med forskellige måleenheder. Den flade side forhindrer spild.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spand til fødevarer
Varemærke	Vikan
Farve	Hvid
Features	Med hældetud
Materiale	PP, rustfrit stål
Længde/dybde	38 cm
Bredde	47 cm
Højde	47 cm
Vægt, netto	1.766 kg
Rumindhold, brutto	20 l
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved +100°C til -20°C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	5 stk	80 cm	45.5 cm	41.5 cm	15705020569255
stk	1 stk				5705020569258



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.