



Abri-Wing Premium S1 – XL3



Varenummer: 1000009115 - 1000009128

Anvendelsesområde: Anatomisk designet bælteprodukt til urin- og/eller afføringsinkontinens.

Produktet fastgøres på bæltet med velcro. Velcro systemet gør justering og korrekt fiksering let at håndtere. Når bæltet er fikseret er begge hænder fri til at påsætte produktet korrekt, hvilket giver øget komfort og sikkerhed.

Produktet er primært til brugere med plejebenhov, hvor fikseringsmetoden giver en optimal løsning. Produktet vil kunne gøre nogle brugere selvhjulpne.

Serien: Abri-Wing Premium serien omfatter 4 størrelser med 3-4 sugeevne i hver størrelse. Abri-Wing Premium serien dækker behovet fra moderat til ekstra svær urininkontinens. Serien er forsynet med et logisk tal-/bogstavsystem og en farvekodning, som gør det let at skelne mellem de forskellige størrelser og sugeevner.

Produkttype/størrelse og sugeevne fremgår af produktets bagside og vil også fremgå af posen.

Kvalitet:

- ✓ Bæltet er lavet af et hudvenligt materiale, som sidder glat og stabilt rundt om livet, og dermed sikrer god fiksering og komfort.”
- ✓ Velcro stykket på bæltet er kort, så det ikke kan genere huden
- ✓ Selve produktet er forsynet med en kombi-tape, som sikrer en god og fleksibel fiksering af produktet på bæltet.
- ✓ Bæltet er en integreret del af produktet, hvilket giver en bedre og mere stabil fiksering. Samtidig bliver håndteringen af bæltet lettere, da det er mere stabilt at arbejde med og ikke løsner sig fra produktet.
- ✓ Lækagesikkerheden er stor under brug idet Abri-Wing er udviklet med en længdegående opretstående lækagebarriere i begge sider.
- ✓ Væskespredningen i produktet sker hurtigt i den absorberende kerne pga. moderne produktionsteknologi.
- ✓ Produktet føles tørt mod huden pga. vores Top Dry-system.
- ✓ Produktet er tyndt selvom sugekapaciteten er høj, da det er fremstillet af de bedste råvarer.
- ✓ Bagsidefolien er åndbar, hvilket gør produktet mindre varmt og dermed mere komfortabelt.
- ✓ Materialet er diskret, lydløst, hudvenligt og blødt, hvilket bevirker at det er behageligt mod huden.
- ✓ Vådindikatoren, er en blækindikator, som består af en sort skrift der forsvinder i takt med at produktet suger. Produkt er forsynet med gradueringsskala
- ✓ Produktet er forsynet med et effektivt odour-system som minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener.
- ✓ Indeholder ikke parfume, duftstoffer, hudcreme eller lotion.
- ✓ Dermatologisk testet. Produktet er godkendt som hudvenligt af det uafhængige dermatologi-Institut Eurofins.

✓



Abri-Wing Premium S1 – XL3

Farve: Hvid.

Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Forbrændes/genbruges.

Produkttolerance: +/-10 %

Indhold:

<u>Kerne:</u>	100 % cellulose fluff = Papirmasse (ECF klorinfri) + (SAP) superabsorbent = gennemtrængelig polyacrylat (ftalatfri) + lim.
<u>Mellemlag:</u>	Top Dry, hvid, non-woven.
<u>Overflade:</u>	Polypropylen PP non-woven, permanent hydrofil.
<u>Barriere:</u>	Hydrofob (vandafvisende) Polypropylen PP non-woven.
<u>Elastik:</u>	Elastan (latexfri).
<u>Bagside:</u>	Åndbart tekstil.
<u>Lim:</u>	Hotmelt lim mellem lagene. Er baseret på harpiks og voks (ftalatfri).
<u>Kode:</u>	LOT-nr. er printet med blæk på produkt og pose (blækket indeholder ikke tungmetaller).

100009115 – Bælteble, Abri-Wing S1

Produktmål: 310x710 mm - Vægt: 67,0 g	15 stk. = 1pk.
Hoftevidde: 50x85 cm.	4 pk. = 1 kolli
Inkontinensgrad: middel – Sugeevne: 1450 ml - Farvekode: Gul	36 kolli = 1 palle

100009116 - Bælteble, Abri-Wing S2

Produktmål: 310x710 mm - Vægt: 86,0 g	15 stk. = 1pk.
Hoftevidde: 50x85 cm.	4 pk. = 1 kolli
Inkontinensgrad: Svær – Sugeevne: 1800 ml - Farvekode: Gul	36 kolli = 1 palle

100009117 - Bælteble, Abri-Wing S3

Produktmål: 310x710 mm - Vægt: 115,0 g	15 stk. = 1pk.
Hoftevidde: 50x85 cm.	4 pk. = 1 kolli
Inkontinensgrad: Svær – Sugeevne: 2500 ml - Farvekode: Gul	36 kolli = 1 palle

100009118 - Bælteble, Abri-Wing M1

Produktmål: 360x830 mm - Vægt: 80,0 g	15 stk. = 1pk.
Hoftevidde: 70x110 cm.	4 pk. = 1 kolli
Inkontinensgrad: Svær – Sugeevne: 1800 ml - Farvekode: Blå	28 kolli = 1 palle

100009119 - Bælteble, Abri-Wing M2

Produktmål: 360x830 mm - Vægt: 100,0 g	15 stk. = 1pk.
Hoftevidde: 70x110 cm.	4 pk. = 1 kolli
Inkontinensgrad: Svær – Sugeevne: 2300 ml - Farvekode: Blå	28 kolli = 1 palle

100009120 - Bælteble, Abri-Wing M3



Abri-Wing Premium S1 – XL3

Produktmål: 360x830 mm - Vægt: 128,0 g Hoftevidde: 70x110 cm. Inkontinensgrad: Ekstra svær – Sugsevne: 3000 ml - Farvekode: Blå	15 stk. = 1pk. 4 pk. = 1 kolli 28 kolli = 1 palle
100009121 - Bælteble, Abri-Wing M4	
Produktmål: 360x830 mm - Vægt: 150,0 g Hoftevidde: 70x110 cm. Inkontinensgrad: Ekstra svær – Sugsevne: 3550 ml - Farvekode: Blå	15 stk. = 1pk. 4 pk. = 1 kolli 28 kolli = 1 palle
100009122 - Bælteble, Abri-Wing L1	
Produktmål: 410x890 mm - Vægt: 95,0 g. Hoftevidde: 90x135 cm. Inkontinensgrad: Svær – Sugsevne: 2050 ml. - Farvekode: Grøn	15 stk. = 1pk. 4 pk. = 1 kolli 24 kolli = 1 palle
100009123 - Bælteble, Abri-Wing L2	
Produktmål: 410x890 mm - Vægt: 110,0 g. Hoftevidde: 90x135 cm. Inkontinensgrad: Svær – Sugsevne: 2500 ml. - Farvekode: Grøn	15 stk. = 1pk. 4 pk. = 1 kolli 24 kolli = 1 palle
100009124 - Bælteble, Abri-Wing L3	
Produktmål: 410x890 mm - Vægt: 160,0 g. Hoftevidde: 90x135 cm. Inkontinensgrad: Ekstra svær – Sugsevne: 3500 ml. - Farvekode: Grøn	15 stk. = 1pk. 4 pk. = 1 kolli 24 kolli = 1 palle
100009125 - Bælteble, Abri-Wing L4	
Produktmål: 410x890 mm - Vægt: 175,0 g. Hoftevidde: 90x135 cm. Inkontinensgrad: Ekstra svær – Sugsevne: 4100 ml. - Farvekode: Grøn	15 stk. = 1pk. 4 pk. = 1 kolli 24 kolli = 1 palle
100009126 - Bælteble, Abri-Wing XL1	
Produktmål: 410x890 mm - Vægt: 118,0 g. Hoftevidde: 110x160 cm. Inkontinensgrad: Ekstra svær – Sugsevne: 2550 ml. - Farvekode: Orange	15 stk. = 1pk. 4 pk. = 1 kolli 24 kolli = 1 palle
100009127 - Bælteble, Abri-Wing XL2	
Produktmål: 410x890 mm - Vægt: 140,0 g. Hoftevidde: 110x160 cm. Inkontinensgrad: Ekstra svær – Sugsevne: 3000 ml. - Farvekode: Orange	15 stk. = 1pk. 4 pk. = 1 kolli 24 kolli = 1 palle
100009128 - Bælteble, Abri-Wing XL3	
Produktmål: 410x890 mm - Vægt: 175,0 g.	15 stk. = 1pk.



Abri-Wing Premium S1 – XL3

Hoftevidde: 110x160 cm.

Inkontinensgrad: Ekstra svær – Sugsevne: 4100 ml. - Farvekode: Orange

4 pk. = 1 kolli

24 kolli = 1 palle

Sugsevne jf. Rothwell

Min. salg = 1 kolli

Certificeringer:

Produkterne er CE-mærkede jf. kravene i direktiv MDD 93/42 EEC af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr klasse 1.

Abena Produktion A/S, er certificeret i henhold til ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2008, BRC CP, IFS HPC og GMP.