

Varenummer 1000009142

## Strømforsyning, til urinalyseapparat Clinitek Status+



### Produktbeskrivelse

Strømforsyningen anvendes sammen med et Clinitek Status+ urinalyseapparat.

### Specifikationer

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Produktbetegnelse | Strømforsyning                        |
| Features          | Til urinalyseapparat Clinitek Status+ |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|-----|
| stk   | 1 stk      | 13 cm  | 9 cm   | 6.5 cm |     |