



Varenummer 1000009300

## Superabsorberende bandage, Curea P1 DUO Active, 20x20cm, hvid, med aktivt kul, uden klæber, steril

- ✓ Kan applikeres fra begge sider
- ✓ Høj åndbarhed
- ✓ Sikker retention og binding af bakterier
- ✓ Absorberer og binder blod
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Skånsom debridering
- ✓ Minimeret risiko for maceration
- ✓ Stor fleksibilitet



### Produktbeskrivelse

Curea P1 Duo Active er en steril, ikke klæbende superabsorberende bandage med aktivt kul, som kan anvendes ved lavt til kraftigt væskende sår. Den superabsorberende midte binder væske, blod og bakterier i bandagen, og har en høj retensionsevne, og er således meget velegnet under kompression.

Det aktiverede kul eliminerer dårligt lugt (dampe), men binder, qua dets meget åbne struktur, også molekyler, herunder bakterier, og kan derfor betegnes som værende dekontaminerende. Produktet kan absorbere fra begge sider og består af et hudvenligt og gennemtrængeligt nonwoven materiale, der sikrer hurtig absorption. Midten består af cellulose og superabsorbanter, den patenterede SuperCore, samt et lag af aktivt kul.

Curea P1 Duo Active er helt fri for lim og bindemidler og sikrer derved hurtig og effektiv absorption af ekssudat, hvorved risikoen for maceration reduceres og antallet af bandageskift minimeres.

Kan ligge på såret i op til 7 dage. Fikses med sekundær bandage.

STERILE

### Specifikationer

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Superabsorberende bandage                                                                                   |
| Varemærke                          | Curea                                                                                                       |
| Vareserie                          | P1 DUO Active                                                                                               |
| Farve                              | Hvid                                                                                                        |
| Features                           | Med aktivt kul, uden klæber, steril                                                                         |
| Ingredienser/sammensætning         | PP, cellulose, superabsorberende polymer                                                                    |
| Længde/dybde                       | 20 cm                                                                                                       |
| Bredde                             | 20 cm                                                                                                       |
| Størrelse på sårpude               | 18 x 18 cm                                                                                                  |
| Certifikater                       | CE.                                                                                                         |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse IIb                                                                                                  |
| Direktiver, lovgivning og regler   | 93/42/EEC                                                                                                   |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Bør ikke klippes i. Må ikke anvendes til tørre sår. Må ikke anvendes på slimhinder, øjne, sener og knogler. |
| Holdbarhed                         | 5 år fra produktionsdato                                                                                    |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                                                |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.                            |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                                           |



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kll   | 260 stk    |         |         |        |               |
| pk    | 10 stk     | 27.5 cm | 24.5 cm | 2.8 cm | 4260223631245 |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE