

ABENA®

Produktdatablad

Hånddesinfektion, Tork, 1000 ml, flydende

Varenummer : 1000009453
Version : 01
Varegruppe : Tork
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli
80 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Hånddesinfektion
Varemærke: Tork
Holdbarhed: 3 år
Holdbarhed, åbnet: 6 måneder
Tekniske ingredienser: Ethanol denat., Aqua, Glycerol
Features: flydende
pH-værdi (konc.): 4,8
Længde/dybde: 9,3 cm
Bredde: 9,1 cm
Højde: 24,6 cm
Vægt, brutto: 891 g
Rumindhold, netto: 1000 ml
Produkt- eller teststandarder: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 1650
Produktbeskrivelse: Tork Alkohol Hånddesinficering giver effektiv desinficering. Den er ideel, når der ikke er vand til rådighed. Den efterlader ingen klæberester, selv ved hyppig brug. Den er uparumeret og indeholder fugtende ingredienser, der beskytter hænderne.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.