



Varenummer 1000009453



Hånddesinfektion, Tork, 1000 ml, S1, flydende, 80% alkohol, 1,0 ml pr. dosering

- ✓ Premium kvalitet
- ✓ fugtgivende
- ✓ hygiejnisk

Produktbeskrivelse

Tork Alkohol Hånddesinficering giver effektiv desinficering. Den er ideel, når der ikke er vand til rådighed. Den efterlader ingen klæberester, selv ved hyppig brug. Den er uparfumeret og indeholder fugtende ingredienser, der beskytter hænderne.



Specifikationer

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Hånddesinfektion |
| Varemærke | Tork |
| Features | S1, flydende, 80% alkohol, 1,0 ml pr. dosering |
| pH-værdi (konc.) | 4,8 |
| Tekniske ingredienser | Ethanol denat., Aqua, Glycerol |
| Længde/dybde | 9.3 cm |
| Bredde | 9.1 cm |
| Højde | 24.6 cm |
| Vægt, brutto | 891 g |
| Rumindhold, netto | 1000 ml |
| Produkt- eller teststandarder | EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 1650 |
| Direktiver, lovgivning og regler | BPR EU 528/2012 |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp |
| Holdbarhed | 3 år |
| Holdbarhed, åbnet | 6 måneder |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 6 stk | 28.5 cm | 19.5 cm | 26.5 cm | 7322541315133 |
| stk | 1 stk | | | | 7322541315126 |



Produktet er meget
brandfarligt.



Produktet kan udgøre en
sundhedsfare.