

ABENA®

## Produktdatablad

### Hånddesinfektion, Tork, 1000 ml, transparent

Varenummer : 1000009453  
Varegruppe : Tork  
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli  
80 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

<b>Produktbetegnelse:</b>	Hånddesinfektion
<b>Varemærke:</b>	Tork
<b>Holdbarhed:</b>	3 år
<b>Holdbarhed, åbnet:</b>	6 måneder
<b>Farve:</b>	transparent
<b>Ingredienser/sammensætning:</b>	Ethanol denat., Aqua, Glycerol
<b>pH-værdi (konc.):</b>	4,8
<b>Rumindhold, netto:</b>	1000 ml
<b>Produkt- eller teststandarder:</b>	EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 1650
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Tork Alkohol Hånddesinficering giver effektiv desinficering. Den er ideel, når der ikke er vand til rådighed. Den efterlader ingen klæberester, selv ved hyppig brug. Den er uparfumeret og indeholder fugtende ingredienser, der beskytter hænderne.
<b>Opbevaringsinstruktioner:</b>	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
<b>Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler:</b>	P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Afliveres på miljøstation.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.