



Produktdatablad

Hud- og hånddesinfektion, refiller til Tork S1 dispenser, flydende, 80% (v/v) ethanol, 1 ltr. flaske

Varenummer: 1000009453



Varedeklaration

Forpakning: 6 Stk pr. Kolli, 80 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektion. Varemærke: Tork. Holdbarhed: 3 år. Holdbarhed, åbnet: 6 måneder. Ingrediensliste: Ethanol denat., Aqua, Glycerol. Features: S1, flydende, 80% alkohol, 1,0 ml pr. dosering. pH-værdi (konc.): 4,8. Vægt, brutto: 891 g. Længde/dybde: 9,3 cm. Bredde: 9,1 cm. Højde: 24,6 cm. Rumindhold, netto: 1000 ml. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 1650. UFI: U7GQ-JPYX-501M-VJHW. Direktiver, lovgivning og regler: BPR EU 528/2012. Faresætninger: Meget brandfarlig væske og damp. Produktbeskrivelse: Tork Alkohol Hånddesinficering giver effektiv desinficering. Den er ideel, når der ikke er vand til rådighed. Den efterlader ingen klæberester, selv ved hyppig brug. Den er uparfumeret og indeholder fugtende ingredienser, der beskytter hænderne. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.