

Varenummer 1000009456

Pincet, Adson, 12,5cm, rustfrit stål,
anatomisk, sterile, farvekodning,
engangs

CE

Produktbeskrivelse

Enkelt indpakkede sterile engangsinstrumenter i rustfri stål.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Model	Adson
Features	Anatomisk, sterile, farvekodning
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12.5 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kasseres efter brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	40 stk	19 cm	19 cm	9.4 cm	95550021075658

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt