

Varenummer 1000009457

Pincet, Adson, 12,5cm, rustfrit
stål, kirurgisk med hager, sterile,
farvekodning, engangs



Produktbeskrivelse

Enkelt indpakkede sterile engangsinstrumenter i rustfri stål.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Model	Adson
Features	Kirurgisk med hager, sterile, farvekodning
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kasseres efter brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	18.5 cm	8.8 cm	18.5 cm	15050918114667



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE