

Varenummer 1000009490

Fingerskinne, Karstam, M, 50mm, med polster**Produktbeskrivelse**

Anvendes til immobilisering af fingrene. Skal fikseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerskinne
Varemærke	Karstam
Størrelse	M
Features	Med polster
Ingredienser/sammensætning	Aluminium, skum
Længde/dybde	50 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	5 cm	1.7 cm	1 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

