


**Varenummer** 1000009530

## Håndfri Dispenser, Gojo, 1200 ml, LTX grå/hvid, 0,9 ml pr. dosering

- ✓ Håndfri
- ✓ hygiejne
- ✓ brugervenlig, håndsæbe

### Produktbeskrivelse

Store GOJO® berøringsfri dispensere til 1200 ml og 1250 ml er ideelle til områder med mange brugere. Det store vindue og de krystalklare refill er gør det nemt at se, hvornår der skal skiftes refill. Kan låses uden videre ved blot at fjerne nøglen inde i dispenseren. CONTROLLED COLLAPSE-refiller holder faconen, når de er tomme, så de altid ser pæne ud. Den aftagelige pumpe gør genbrug nemmere. SANITARY SEALED™-refiller er lavet af robust, genanvendeligt PET-materiale med 30 % mindre plastik end hårde HDPE-refiller.

### Specifikationer

<b>Produktbetegnelse</b>	Håndfri Dispenser
<b>Varemærke</b>	Gojo
<b>Features</b>	LTX grå/hvid, 0,9 ml pr. dosering
<b>Rumindhold, netto</b>	1200 ml
<b>Strømspecifikationer</b>	4 stk. batteri type D
<b>Holdbarhed</b>	36 måneder
<b>Bortskaffelse af produkt</b>	Aflleveres på miljøstation.
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	27.8 cm	27.8 cm	22.6 cm	10073852026556
stk	1 stk				73852026559