



Varenummer 1000009531

Håndfri Dispenser, Gojo, 1200 ml, LTX krom/sort, 0,9 ml pr. dosering

- ✓ Håndfri
- ✓ hygiejne
- ✓ brugervenlig, håndsæbe

Produktbeskrivelse

Store GOJO® berøringfri dispensere til 1200 ml og 1250 ml er ideelle til områder med mange brugere. Det store vindue og de krystalklare refill er gør det nemt at se, hvornår der skal skiftes refill. Kan låses uden videre ved blot at fjerne nøglen inde i dispenseren. CONTROLLED COLLAPSE-refill holder faconen, når de er tomme, så de altid ser pæne ud. Den aftagelige pumpe gør genbrug nemmere. SANITARY SEALED™-refill er lavet af robust, genanvendeligt PET-materiale med 30 % mindre plastik end hårde HDPE-refill.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndfri Dispenser
Varemærke	Gojo
Features	LTX krom/sort, 0,9 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	1200 ml
Strømspecifikationer	4 stk. batteri type D
Holdbarhed	36 måneder
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	30.3 cm	28.8 cm	22 cm	10073852032007
stk	1 stk				73852032000