



Varenummer 1000009536

Stander, Purell, til PURELL dispenser-sort

✓ Purell, hånddesinfektion, stander til Purell touchfree dispenser

Produktbeskrivelse

Stander til Purell dispenser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Varemærke	Purell
Features	Til PURELL dispenser- sort
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Bundpladen monteres på standeren efter anvisning i kassen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	60.3 cm	41.2 cm	13.3 cm	10073852016373
stk	1 stk				73852016376