

Varenummer 1000009570

Otoskopsæt, Welch Allyn, Macroview,
18x26x7cm, sort, LED, med håndtag,
etui og oplader.



Produktbeskrivelse

Welch Allyn MacroView 3.5 V SureColor LED otoskopsæt. Otoskophovedet leverer omtrend det dobbelte synsfelt sammenlignet med standard-otoskophoveder, du får et næsten komplet billede af trommehinden. Ved hjælp af hjulet i midten på otoskophovedet, er der mulighed for at justere fokus for et skarpt billede af øregangen eller trommehinden. SureColor LED pære yder 30 X længere levetid end halogenpærer og har høj energieffektivitet, hvilket resulterer i 3X længere undersøgelsestid med et Welch Allyn genopladeligt håndtag. Mulighed for at påsætte insufflationsballon for pneumatisk otoskopi. Halsilluminator fremkommer ved at skrue den øverste del af otoskophovedet af. Sikker fastgørelse af øretragten samt ejektor som gør det nemt at fjerne øretragten uden at berøre den. Passer til Welch Allyn 3, 5 volts håndtag eller HEINE BETA håndtag (ved hjælp af adapter). Sættet indeholder lithium-ion håndtag, macroview otoskophoved med LED lys, bordlader, etui samt 4 flegangsøretragte i størrelserne 2,5 mm, 3 mm, 4 mm og 5 mm. insufflationsballon kan tilkøbes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskopsæt
Varemærke	Welch Allyn
Model	Macroview
Farve	Sort
Features	LED, med håndtag, etui og oplader.
Længde/dybde	18 cm
Bredde	26 cm
Højde	7 cm
Strømspecifikationer	LED
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26 cm	18.5 cm	7.2 cm	732094201970



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.