

Varenummer 1000009581

Medicinbæger, Severo, transparent, til Severo 3.1



Produktbeskrivelse

Medicinbægeret anvendes til dosering og udbringning af medicin. Bægeret kan indeholde 30 ml. Det er lavet til Severo 3.1. Bundens kant er takket, så medicinbægeret står fast i Severo 3.1 tabeltknuseren.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Medicinbæger
Varemærke	Severo
Sekundær farve	Transparent
Features	Til Severo 3.1
Materiale	PP
Højde	2.9 cm
Diameter	4.7 cm
Certifikater	CE
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2100 stk	35.5 cm	19.6 cm	24.5 cm	8717953102713
pk	105 stk	34.5 cm	4.7 cm	4.7 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.