


Varenummer 1000009585

Håndfri dispenser, Purell, 1200 ml, LTX hvid/hvid, 1,2 ml pr. dosering

- ✓ Håndfri
- ✓ hygiejne
- ✓ brugervenlig
- ✓ hånddesinfektion

Produktbeskrivelse

Det brede vindue og de krystallklare refillflasker gør det nemt at se, hvornår der skal skiftes refill. Kan låses uden videre ved blot at fjerne nøglen inde i dispenseren. CONTROLLED COLLAPSE-refiller holder faconen, når de er tomme, så de altid ser pæne ud. Den aftagelige pumpe gør genbrug nemmere. SANITARY SEALED™-refiller er lavet af robust, genanvendeligt PET-materiale med 30 % mindre plastik end hårde HDPE-refiller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndfri dispenser
Varemærke	Purell
Features	LTX hvid/hvid, 1,2 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	1200 ml
Strømspecifikationer	4 stk. batteri type D
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	30 cm	28 cm	22.3 cm	10073852026662
stk	1 stk				73852026665