



Produktdatablad

Håndklædeark, 2-lag, 3 fold, 20,6x24x8 cm, hvid, nyfiberpapir

Varenummer: 100009643



Varedeklaration

Forpakning: 160 Ark pr. Pakke, 25 Pakke pr. Kolti, 24 Kolti pr. Palle. Produktbetegnelse: Håndklædeark. Farve: hvid. Materiale: nyfiber. Antal lag: 2-lags. Længde/dybde: 24 cm. Bredde: 20,6 cm. Tykkelse: 2x19 g/m². Certifikater: EU-Blomsten, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Foldningsmetode: Z-fold. Foldningsdybde: 8. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Vores håndklædeark er et hygiejnisk alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Håndklædepapiret er fremstillet af nyfiber, som sammen med den jævne overflade og unikke prægning giver dig et produkt med maksimal sugeevne og et lavere forbrug. Den geniale et-ark-ad-gangen foldemetode er yderligere med til at reducere forbruget og øge hygiejnen, da man undgår bakteriespredning ved kun at røre det håndklædeark, man selv bruger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 1999902755, 1999902758,