



Varenummer 1000009687

Pulsoximeter, 57x31x32mm, fingertip, uden alarm



Produktbeskrivelse

Pulsoximeter til måling af iltmætningen og puls via finger, betjeningsvenligt, slukker automatisk efter 5 sekunder efter endt signal. 2 stk AAA batterier og bærestrop medfølger. Kan anvendes til børn ned til 4 år eller 15 kg. Det er ikke velegent til kontinuerligt overvågning af patienter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulsoximeter
Features	Fingertip, uden alarm
Længde/dybde	57 mm
Bredde	31 mm
Højde	32 mm
Vægt, netto	50 g
Strømspecifikationer	DC: 2,6 V -3,6 V
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.5 cm	11.5 cm	5 cm	6945040100799



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.