



Varenummer 1000009688

Chalazionspincet, 9cm, rund

Produktbeskrivelse

Kan tørsteriliseres og autoklaveres. Anvendes i forbindelse med øjenundersøgelse/operation til at immobilisere øjenlåget.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Chalazionspincet
Features	Rund
Længde/dybde	9 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21 cm	4.5 cm	1 cm	