



Produktdatablad

Dispenser til håndklædeark, Lucart EcoNatural, 130x290x400mm, sort

Varenummer : 1000009722
Varegruppe : Abena
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
80 stk = 1 palle
80 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser til håndklædeark

Varemærke: Lucart

Vareserie: EcoNatural

Farve: sort

Materiale: AlPe

Længde/dybde: 130 mm

Bredde: 290 mm

Højde: 400 mm

Vægt, netto: 1200 g

Produktbeskrivelse: Dispenseren er produceret af genbrugte mælkekartoner, hvilket gør denne dispenser til det miljøbevidste valg.

Tilhørende varer: 114018