



Varenummer 1000009723

LUCART  
PROFESSIONAL

## Dispenser til toiletteppir, Lucart EcoNatural, 120x132x300mm, sort

- ✓ genbrug
- ✓ miljøvenlig
- ✓ bæredygtig



### Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af genanvendte mælkekartoner med omtanke for miljøet. Materialet er i et robust og tidløst design, og dispenseren er papirbesparende, da der kun trækkes ét ark ud af gangen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser til toiletteppir
Varemærke	Lucart
Vareserie	EcoNatural
Farve	Sort
Materiale	AlPe
Længde/dybde	120 mm
Bredde	132 mm
Højde	300 mm
Certifikater	Cradle to Cradle

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	18 cm	15 cm	31.5 cm	8005892349086
stk	1 stk				



Cradle to Cradle er en international produktcertificering. For at opnå en certificering skal produktet vurderes i forhold til materialets miljøpåvirkning, genanvendelighed og energikilde, og råvarerne skal komme fra bæredygtige løsninger.