



Varenummer 1000009723

LUCART

Dispenser til toiletpapir, Lucart EcoNatural, 120x132x300mm, sort, AIPe

✓ Genbrug



Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af genanvendte mælkekartoner. Materialet er i et robust og tidløst design, og dispenseren er papirbesparende, da der kun trækkes ét ark ud af gangen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser til toiletpapir
Varemærke	Lucart
Vareserie	EcoNatural
Farve	Sort
Materiale	AIPe
Længde/dybde	120 mm
Bredde	132 mm
Højde	300 mm
Certifikater	Cradle to Cradle.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	18 cm	15 cm	31.5 cm	8005892349086
stk	1 stk				



Cradle to Cradle er en international produktcertificering. For at opnå en certificering skal produktet vurderes i forhold til materialets miljøpåvirkning, genanvendelighed og energikilde, og råvarerne skal komme fra bæredygtige løsninger.