

Varenummer 1000009756

Beholder, klar, PP

- ✓ Reservedel
- ✓ Beholder i plast med låg til påfyldning

Produktbeskrivelse

Reservoir med låg til 900 ml sæbe

Specifikationer

Produktbetegnelse	Beholder
Farve	Klar
Materiale	PP
Rumindhold, netto	900 ml
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

beholderen monteres i dispenseren

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	63 cm	53 cm	47 cm	
stk	1 stk				