

Varenummer 1000009773

Ladestander for tympanometer, EasyTymp



Produktbeskrivelse

Ladestander for Easytymp tympanometer med opbevaringsrum for øreoliven. Indeholder ikke printerfunktion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ladestander for tympanometer
Varemærke	EasyTymp
Farve	Hvid
Længde/dybde	150 mm
Bredde	295 mm
Højde	110 mm
Strømspecifikationer	100-240 VAC, 50/60Hz
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	37.5 cm	29 cm	16.7 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.