



Varenummer 1000009809

Otoskopisæt, HEINE, mini3000 LED, sort, i etui



Produktbeskrivelse

HEINE fiberoptisk otoskopsæt med LEDHQ teknologi som sikrer et farvegengivelsesindeks så højt som muligt, 50.000 timers levetid for LED pæren. 3 X forstørrelse, vinduet kan skubbes til side for adgang af instrumenter igennem otoskophovedet. Otoskophovedet er matpoleret indvendigt for at eliminere refleksioner. Fastgørelsesclips med integreret tænd / sluk-kontakt. Slukker automatisk, når den returneres i lommen. 2 stk AA batterier, 4 stk. flergangsøretragte (2,4mm-5,0mm), 10 stk. AllSpec engangsøretragte lavet i genanvendt plast (4mm) og etui medfølger. Ønskes konvertering til genopladelig håndtag kan dette ske med genopladeligt batteri som oplades via mini NT-bordoplader samt bundstykke for genopladeligt batteri.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskopisæt
Varemærke	HEINE
Model	Mini3000 LED
Farve	Sort
Features	I etui
Strømspecifikationer	LED
Inkluderet tilbehør	2xAA batterier, 4 stk flergangs tragte (2,4-5,0 mm) og 5x engangsøretragte i begge størrelser (2,5 og 4 mm)
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19 cm	8 cm	4.6 cm	4053755161171



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.