



## Produktdatablad

# IV sikkerhedskanyle, steril, 18 G, 1,3 x 32 mm

Varenummer: 1000009851



## Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: I.V. kanyle. Varemærke: BD. Vareserie: Venflon ProSafety. Holdbarhed: 3 år. Farve: grøn. Features: med BD Instaflash nåleteknologi, 1,3 x 32 mm, steril. Certifikater: CE.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Størrelse på injektionssprøjtekanylen: 18G. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Til anlæggelse af intravenøs adgang. Katetret har BD Instaflash nåleteknologien inkorporeret, som giver øjeblikkelig visuelt blodsignal. Sikkerheds Venflon øger forebyggelsen af stikskader og kontamination med blod. Fleksible vinger stabiliserer kanylen i venen og giver en komfortabel fiksering for patienten. Bortskaffelse af produkt: Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.