



Varenummer 1000009852

I.V. kanyle, BD Venflon ProSafety, pink,
20G, med BD Instaflash nåleteknologi,
1,1 x 32 mm, steril



Produktbeskrivelse

Til anlæggelse af intravenøs adgang. Katetret har BD Instaflash nåleteknologien inkorporeret, som giver øjeblikkelig visuelt blodsignal. Sikkerheds Venflon øger forebyggelsen af stikskader og kontamination med blod. Fleksible vinger stabiliserer kanylen i venen og giver en komfortabel fiksering for patienten.



Specifikationer

Produktbetegnelse	I.V. kanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Venflon ProSafety
Sekundær farve	Pink
Features	Med BD Instaflash nåleteknologi, 1,1 x 32 mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	20G
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	500 stk	69.5 cm	18.5 cm	34 cm	50382903932813
pk	50 stk	17.5 cm	16.5 cm	13.5 cm	30382903932819
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt