



Produktdatablad

IV sikkerhedskanyle, steril, 20 G, 1,1 x 32 mm

Varenummer: 1000009852



Varedeklaration

50 stk = 1 pakke. 10 pakker = 1 kolli. 28 kolli = 1 palle. Produktbetegnelse: I.V. kanyle. Varemærke: BD. Vareserie: Venflon ProSafety. Holdbarhed: 3 år. Farve: pink. Features: med BD Instaflash nåleteknologi, 1,1 x 32 mm, steril. Størrelse på injektionsprøjtekanylen: 20G. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Til anlæggelse af intravenøs adgang. Katetret har BD Instaflash nåleteknologien inkorporeret, som giver øjeblikkelig visuelt blodsignal. Sikkerheds Venflon øger forebyggelsen af stikskader og kontamination med blod. Fleksible vinger stabiliserer kanylen i venen og giver en komfortabel fiksering for patienten. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bortskaffelse af produkt: Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.