



Varenummer 1000009866



Afspændingspumpe, Hydro EvoWash

Produktbeskrivelse

Afspændingspumpen er beregnet til montering på et eksisterende EvoWash anlæg, for at tilføje automatisk dosering af afspændingsmiddel til din opvask. Den integrerede styringsenhed giver mulighed for programmering for at fremme sikker og økonomisk brug af midlerne. Ved brug af enheden sikres en nøjagtig mængde kemikalier bliver automatisk tilføjet til hver opvask.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspændingspumpe
Varemærke	Hydro
Vareserie	EvoWash
Strømspecifikationer	Fast strøm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	20 cm	21 cm	13 cm	
stk	1 stk				