



Varenummer 1000009881

Skumbandage, Suprasorb P + PHMB, 15x15cm, u/klæb, latexfri, steril

- ✓ Skumbandage af polyuretanskum med indhold af PHMB. Perforeret sårkontaktlag og semipermeabel topfilm.



Produktbeskrivelse

Suprasorb P + PHMB er en ikke-klæbende antimikrobiel skumbandage til behandling af koloniseret/inficerede sår af alle typer.

PHMB frigives efterhånden, som bandagen absorberer sårsekret.

Kan anvendes under kompression.

Kan sidde på i op til syv dage.

Fikseres med sekundær bandage.

Høj absorption nedsætter risikoen for maceration.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	P + PHMB
Features	U/klæb, latexfri, steril
Længde/dybde	15 cm
Bredde	15 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares ved normal luftfugtighed, normal rumtemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	32.5 cm	23 cm	25.5 cm	35032749039382
pk	5 stk	24 cm	22.3 cm	3 cm	25032749039385
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt