

Varenummer 1000009898

**Tapatizers, Abena Gastro-Line,
115x93x24mm, 88 ml, klar, PS**

✓ Tapatizers, når der skal hygges om maden

**Produktbeskrivelse**

Tapatizers er navnet på vores udvalg af små, transparente skåle. Serveringsskålene er især velegnet til tapasanretninger. Det gennemsigtige materiale gør det nemt at se skålens indhold med forskellige lækre småretter, og det stilrene design er med til at sikre et indbydende og professionelt indtryk på anretningsbordet.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Tapatizers
Farve	Klar
Materiale	PS
Længde/dybde	115 mm
Bredde	93 mm
Højde	24 mm
Vægt, netto	7 g
Rumindhold, netto	88 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 10/2011, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	31.5 cm	20.5 cm	11 cm	5703538247347
pk	30 stk	9.5 cm	8.5 cm	6.5 cm	5703538247330
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.