



Varenummer 1000009902

ABENA Gastro

## Tapatizers, ABENA Gastro, 69x69x66mm, 200 ml, klar, PS, firkantet

✓ Tapatizers, når der skal hygges om maden



### Produktbeskrivelse

Tapatizers er navnet på vores udvalg af små, transparente skåle. Serveringsskålene er især velegnet til tapasanretninger. Det gennemsigtige materiale gør det nemt at se skålens indhold med forskellige lækre småretter, og det stilrene design er med til at sikre et indbydende og professionelt indtryk på anretningsbordet.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tapatizers
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Klar
Features	Firkantet
Materiale	PS
Længde/dybde	69 mm
Bredde	69 mm
Højde	66 mm
Vægt, netto	12 g
Rumindhold, netto	200 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn eller mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-10°C - +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	34.5 cm	28 cm	20.5 cm	5703538247422
pk	50 stk	14 cm	7 cm	7 cm	5703538247415
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.