



Varenummer 100000991499

## Glas, snapseglass, 2 cl, klar, med graduering

### Produktbeskrivelse

Bægeret anvendes til dosering og udbringning af medicin.

### Specifikationer

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse          | Glas, snapseglass                                                                |
| Farve                      | Klar                                                                             |
| Features                   | Med graduering                                                                   |
| Engangs/flergangs          | Engangs                                                                          |
| Materiale                  | PP                                                                               |
| Højde                      | 4.1 cm                                                                           |
| Diameter                   | 3.8 cm                                                                           |
| Rumindhold, brutto         | 2 cl                                                                             |
| Holdbarhed                 | 2 år                                                                             |
| Holdbarhed, åbnet          | 12 måneder                                                                       |
| Temperaturtolerance        | Tåler temperaturer fra -20 grader til +120 grader. Kan anvendes i mikrobølgeovn. |
| Bortskaffelse af produkt   | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|-----|
| kl    | 50 pk      | 37.5 cm | 29 cm  | 31.5 cm |     |
| pk    | 80 stk     | 0 cm    | 0 cm   | 0 cm    |     |