



## Produktdatablad

### Håndklædeark, neutral, 2-lags, multi fold, 23x24cm, 11,5, hvid, 100% genbrugspapir

**Varenummer :** 1000009916  
**Varegruppe :** Classic  
**Forpakninger :** 200 ark = 1 pakke  
20 pakker = 1 kolli  
32 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Håndklædeark

**Farve:** hvid

**Ingredienser/sammensætning:** 100% genbrugspapir

**Antal lag:** 2-lags

**Foldningsmetode:** multi fold

**Længde/dybde:** 23 cm

**Bredde:** 24 cm

**Tykkelse:** 2x18 g/m<sup>2</sup>

**Foldningsdybde:** 11,5

**Certifikater:** EU-Blomsten

**Produktbeskrivelse:** Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet har en høj sugsevne, og er velegnet til stedet med stort forbrug, hvor både omkostning og kvalitet er prioriteter. Den høje sugsevne og arkenes et-ark-ad-gangen funktion muliggør reduceret forbrug.