



Varenummer 1000009962

Klorin

Klorrensøring, Klorin, 1,5 l, fyrrenål, uden farve, med parfume

- ✓ Rengør
- ✓ Disinficerer
- ✓ Bleger

Produktbeskrivelse

Klorin er et klorrensøringmiddel til alle klorbestandige overflader såsom instrumenter, redskaber, maskiner, inventar og lignende. Rengøringsmidlet både desinficerer og rengør. Klorin er samtidig velegnet til blegning af tekstiler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Klorrensøring
Varemærke	Klorin
Features	Fyrrenål, uden farve, med parfume
pH-værdi (konc.)	11.5-13.5
Rumindhold, netto	1.5 l
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012, (EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	29.1 cm	19.9 cm	30.1 cm	8714789806419
stk	1 stk				5700101121202

 <p>Produktet kræver brug af beskytteshandsker.</p>	 <p>Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet er ætsende.</p>
 <p>Produktet indeholder parfume.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>	 <p>Produktet indeholder klor.</p>
 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>		