



Varenummer 1000010000

Sårrens, Debrisoft, 10x10cm, udformet som handske, steril

- ✓ Enkel og hurtig debridering
- ✓ Udformet som handske - sikrer nem håndtering



Produktbeskrivelse

Debrisoft anvendes til debridering af sår og hudomgivelser. Den sikrer en effektiv, hurtig og smertefri oprensning af sår og hudomgivelser, hvor der fjernes urenheder, eksudat og biofilm fra såret. Pudren vædes med NaCl eller vand og såret debrideres. Er til engangsbrug. Obs: kan ikke bruges som sårbandage. Må ikke tilklippes.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårrens
Varemærke	Debrisoft
Features	Udformet som handske, steril
Ingredienser/sammensætning	Monofilamente polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 ark	29 cm	17 cm	31.5 cm	4056649070368
pk	5 ark	13.5 cm	5.8 cm	15.5 cm	4056649070351
ark	1 ark				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt

